

结直肠健康中心 (CRH) O'Regan 结扎法

无需手术 去除痔疮

快捷、无痛, 已经验证

您是否默默地忍受着“那个地方”的痛楚?

痔疮是一种最常见的疾病。30岁以上的人群中, 有一半以上在生命的不同时期, 受到痔疮的病痛袭扰。用涂抹软膏的方法治疗, 不但会弄脏衣服, 而且只能暂时缓解病痛。

别再整天涂软膏了, 索性去除它吧。现在是你重新回到最佳状态的时候了。

结直肠健康中心 (CRH) 的 O'Regan 结扎法无需手术, 是治疗痔疮的专利技术。其特点是:

- 快捷 (最短 60 秒)
- 无痛 (当天即可返回工作岗位)
- 已经验证
- 简单 (无需麻醉、空腹或其他准备)
- 大多数医疗保险都担保

60 秒消除病症

我们中心的专利 O'Regan 结扎技术是一个简单、无痛、高效 (99.1%) 的治疗方法, 在我们诊所一分钟之内就能完成。何谓简单? 医生将一个微小的胶圈套在痔疮上, 以切断其血液供应。于是痔疮缩小, 通常一两天后, 您可能没有察觉便脱落了。就这么简单! 痔疮一旦脱落, 您的病症就会随即消失。

减少病休日, 享受每一天

我们中心的专利 O'Regan 一次性痔疮结扎技术是唯一不需要使用止痛药物, 而且几乎无需休养时间的痔疮治疗法。事实上, 我们很多文职病人诊治后, 都能立即返回工作岗位。另有一些工作性质不同的人, 治疗当天需休息一天, 第二天便恢复一切正常活动。

最轻微的不适, 最大的安全性

结直肠健康中心的 O'Regan 专利结扎法™与众不同。其他治疗方法在结扎时使用金属夹钳住痔疮, 而我们使用的是更小、更柔和的抽吸装置, 最大程度地减少不适感和并发症。同时, 其他方法可能仍在重复使用器具, 而我们的专利器具是百分之百一次性的, 消除了因消毒不彻底而在病人之间传染疾病的可能性, 例如艾滋病 (HIV)、乙肝和丙肝病毒。

治疗对比表

治疗方案

CRH O'REGAN 一次性结扎技术

传统胶圈结扎法

Ultroid 微波电水化痔疮治疗仪

红外线凝结法 (IRC)

吻合器环形痔疮切除术

传统痔疮切除术

平均治疗时间

30 秒 - 1 分钟

5-10 分钟

5-18 分钟

30 秒 - 3 分钟

15-90 分钟

45-90 分钟

平均休息时间

0-1 天

0-3 天

0-3 天

0-1 天

1-10 天

10-14 天

治疗前后用止痛药情况

无需

常常需要

常常需要

需要

需要

需要

今日预约门诊, 明朝生龙活虎!

结直肠健康中心的 O'Regan 专利结扎法™不一定适用于所有人。就诊时, 医生将与您共同探讨决定适合您的最佳治疗方法。想找到离您最近的医生吗? 请查询我们的网站: www.crhsystem.com。